



Step  
by  
Step

## Bruksanvisning



**GERMA**  
- a company in the ferno norden group -

C A R R Y I N G   K I T

Distributör:

fab@fernonorden.com  
www.fernonorden.com



Step by Step förvaras i en praktisk påse som tar minimalt med plats.



Så här ser Step by Step och Akutmadrassen ut när allt är monterat.



Börja med att fästa den orange remmen utan påse i de översta handtagen på Akutmadrassen. Försäkra dig om att karbinkrokarna, remmen och handtagen är hela.



Sedan fäster du de två blåa patientremmarna i sidohandtagen på lämplig plats, den övre remmen bör vara så nära armvecken som möjligt. Den nedre remmen är lämpligast att fästa högt på låren men under höften.



Den nedre orange remmen med påse fästs i de nedersta handtagen på Akutmassen.



För in patientens fötter i påsen, dra sedan åt snörlåset ovanför anklarna så fötterna ej glider ur, dock ej så hårt att det uppstår risk för stas.





När Patienten är säkrad på Akutmadrassen, kan förflyttningen påbörjas.

Bägge Vårdarna håller ett stadigt grepp i de orange remmarna (justera grepp och läge för bästa ergonomi). Vårdaren i fotändan backar ned samtidigt som han lyfter lätt i madrassen.



Vårdaren i huvudändan håller emot och drar samtidigt som han gör ett lätt lyft så att patientens huvud inte slår emot trappstegen.





Under hela manövern är det viktigt att informera patienten vad man gör.



Vid trappavsatser utnyttjar man akutmadrassens glidyta på undersidan och släpar akutmadrassen genom svängen.

# DRAGPROV

Sammanställning av dragbelastning av rem avsedd som hjälpmedel vid bärning av bår. Då hela bärsystemet ej är möjligt att montera i belastningsutrustningen är en del som bedöms som svagast inspänd och utsatt för belastningsprov. Denna del består av två sydda kryss med mellaninfästa stålring.



Bild av den inspända delen under noll belastning.




Bild av den inspända delen under full (max) belastning, mer än 250 kg, i tillgänglig utrustning.

## Sammanfattning:

Vid belastning av ovanstående del av bärutrustningen uppträder ingen synbar skada i de två kryssinfästningarna eller i den mellanliggande ringen.

Vid provningen: Dan Runerfeldt



Kristianstad 25/8-2008

Vid Protokollet Dan Runerfeldt



Detaljbild av belastad del utan synbar åverkan.

# Step by Step



**Germa AB**  
Industrig. 54-56  
SE-291 36 Kristianstad

**Tel:** +46 (0)44 12 30 30  
**Fax:** +46 (0)44 10 31 79

**Distributör:**  
fab@fernonorden.com  
www.fernonorden.com



**GERMA**  
- a company in the ferno norden group -

C A R R Y I N G   K I T