

Kangoofix

Kangoofix För en säker transport av nyfödda

Hur transporterar du nyförlösta barn i ambulansen?

Kangoofix är ett helt unikt och nyutvecklat patienterat bältesystem för att genomföra säkra ambulanstransporter av nyfödda barn.


Kangoofix är framtaget för att skydda barnet, föräldern och personalen. Alla skall kunna vara säkert fastspända i en ambulans.

Kangoofix är testad dels genom medicinska fälttester och dynamiska tester (10 & 20G).

Kangoofix är smidig att förvara och enkel att handha i akuta situationer. Den inre delen är mjuk och värmeisolerande för att reducera risken för nedkylning och den yttre är stöttande framförallt för barnets nacke och huvud.

Hela systemet omsluts av ett bältesystem som enkelt fästs på bårens ordinarie 4-punktsbälte. Självklart finns en snabbfrikoppling om en akut situation uppstår.

- **Säker transport av nyfödda, föräldrar och personal.**
- **Stöder de studier som visar att direkt hudkontakt med föräldern är viktigt initialt efter förlossningen.**
- **Testad i medicinska fältstudier.**
- **Dynamiskt testad och godkänd enligt SS-EN 1789 (10g) och TSFS2010:2 (20g)**
- **Låg vikt 1 kg och enkel att förvara.**



TEKNISK SPECIFIKATION

Material:

Färg: Grå, röd och svart

Vikt: 1 kg

Max last: 1,8 -5 kg

Förvaringsmått: L330 x H65 x B230 mm

Artikelnummer:

GE 15271000820 Levereras komplett

Reservdelar:

GE15271000821 Kangoofix Belt

GE15271000822 Kangoofix Inner harness

GE15271000823 Kangoofix Heating bag incl, cap

GE15271000824 Kangoofix Neck/Back plate

